



MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT MELAB TRYPTONE SOY AGAR

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật MELAB Tryptone Soy Agar là môi trường dùng để phân lập và nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật. Thích hợp để kiểm tra vi sinh vật trong không khí, nước, bề mặt.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật MELAB Tryptone Soy Agar là đĩa thạch đổ sẵn môi trường giàu dinh dưỡng thích hợp để nuôi cấy hầu hết các loại vi sinh vật. Thành phần môi trường gồm có Casein hydrolysate, enzymic và Soy peptone cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho vi sinh vật phát triển; Sodium chloride duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu.

Sản phẩm được bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.

THÀNH PHẦN CỦA BỘ KIT

Môi trường sử dụng ngay:

Mã sản phẩm	Quy cách
P901414	Hộp 10 đĩa 90mm (2x5)
P901514	Hộp 10 đĩa 90mm (2x5)

CÔNG THỨC

Thành phần	Thành phần trong 1L nước tinh khiết
Casein hydrolysate, enzymic	15.0g
Soy peptone	5.0g
Sodium chloride	5.0 g
Agar	12.0g

pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C

THIẾT BỊ YÊU CẦU

- Tủ ẩm
- Tủ an toàn sinh học

CHÚ Ý VÀ CẢNH BÁO

- Dùng cho chẩn đoán *in vitro* và kiểm tra chất lượng vi sinh.

- Tất cả các mẫu xét nghiệm phải được coi là mẫu nhiễm khuẩn và được xử lý thích hợp. Cần tuân thủ kỹ thuật vô khuẩn và các biện pháp phòng ngừa để xử lý các vi khuẩn thực hiện. Tham khảo “CLSI M29-A Protection of Laboratory Workers From occupationally Acquired Infections; Approved Guideline- Current Revision”.
- Không sử dụng môi trường này như là vật tư hoặc nguyên liệu cho sản xuất.
- Không được sử dụng đĩa đã hết hạn sử dụng.
- Không được sử dụng sản phẩm nếu màng đóng gói đã bị tổn hại trước đó.
- Không được sử dụng những đĩa đã bị nhiễm hoặc đĩa đã quá khô.
- Dữ liệu hiệu quả nuôi cấy được chỉ rõ trong hướng dẫn sử dụng này. Bất kỳ sự thay đổi quy trình thực hiện nào có thể ảnh hưởng tới kết quả.
- Đọc, giải thích kết quả xét nghiệm cần được xem xét từ tiền sử bệnh nhân, nguồn gốc mẫu bệnh phẩm, hình thái khuẩn lạc và hình thái trên kính hiển vi và nếu cần thiết có thể xem xét từ các test khác.

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản đĩa thạch trong gói màng bán thấm Cellophane, bên trong hộp giấy. Nhiệt độ bảo quản từ 2 – 8°C, tránh ánh sáng trực tiếp cho tới hết hạn sử dụng.
- Đĩa thạch sau khi được lấy ra khỏi màng có thể dùng trong 1 tuần tiếp theo ở cùng điều kiện bảo quản. Lưu ý bảo quản vô trùng.
- Các dấu hiệu của sản phẩm hư hỏng: thạch bị co, vỡ, chảy nước từ bên trong môi trường, biến đổi màu sắc, nhiễm. Sản phẩm nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ do đó cần kiểm soát ánh sáng, quá nhiệt, độ ẩm cao, đông đá.
- Hạn sử dụng: 90 ngày kể từ ngày sản xuất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Để môi trường ổn định tại nhiệt độ phòng.
2. Pha loãng mẫu bằng nước muối sinh lý vô trùng, để thu được 30-300 CFU mỗi đĩa.
3. Cấy lên bề mặt thạch 0.1ml mẫu pha loãng
4. Sử dụng thiết bị cấy trải, phân phối đều mẫu lên bề mặt thạch.
5. Ủ tại nhiệt độ và thời gian thích hợp theo tiêu chuẩn yêu cầu. Thường sẽ ủ tại 35-37°C trong 48h hoặc 25-30°C trong 5-30 ngày. Đọc kết quả

ĐỌC KẾT QUẢ

- Sau khi ủ, kiểm tra các đĩa có sự phát triển. Đếm số lượng khuẩn lạc trên mỗi gam hoặc mililit mẫu (có tính hệ số pha loãng).
- Ghi lại số lượng khuẩn lạc được tính.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

MELAB Diagnostic kiểm tra chất lượng mỗi lô sản xuất bằng các chủng chuẩn

Chủng chuẩn	Điều kiện ủ	Kết quả
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922	35-37°C, 18-24h, hiếu khí	Phát triển tốt
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 6538		Phát triển tốt
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 9027		Phát triển tốt
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		Phát triển tốt
<i>Candida albicans</i> ATCC® 10231	3 ngày, 25-30°C, hiếu khí	Phát triển tốt
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC® 16404	3 -5 ngày, 25-30°C, hiếu khí	Phát triển tốt

"Được tuân thủ các hướng dẫn của BP/EP/JP/USP"

LOẠI BỎ RÁC THẢI

- Các môi trường không sử dụng có thể được xem như rác thải không nguy hiểm và loại bỏ theo quy định. Loại bỏ tất cả các môi trường đã sử dụng theo quy trình cho các sản phẩm nhiễm trùng hoặc tiềm ẩn gây nhiễm.
- Xử lý và loại bỏ rác thải và nước thải theo quy định.