

MELAB SALINE 0.85%

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

MELAB SALINE 0.85% được sử dụng trong pha loãng đẳng trương và pha các huyền dịch vi sinh vật.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

MELAB SALINE 0.85% duy trì tính toàn vẹn và khả năng tồn tại của tế bào. Nồng độ Sodium Chloride 0.85% cung cấp áp suất thẩm thấu bảo vệ tế bào vi sinh vật.

THÀNH PHẦN BỘ KIT

Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường sử dụng ngay:

Mã sản phẩm	Nội dung
T510736	Hộp 10 ống, 5ml
T210736	Hộp 10 ống, 3ml

CÔNG THỨC

Thành phần	Thành phần trong 1L nước tinh khiết
Sodium Chloride	8.5 g

CHÚ Ý VÀ CẢNH BÁO

- Chỉ dùng trong phòng thí nghiệm và dùng bởi người có chuyên môn.
- Không sử dụng sản phẩm khi hết hạn
- Không sử dụng sản phẩm nếu có các dấu hiệu tạp nhiễm, thay đổi màu sắc, vỡ và các dấu hiệu hư hỏng khác.
- Sau khi sử dụng các bệnh phẩm, môi trường nuôi cấy, cần xử lý theo quy định hiện hành.

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản tube trong hộp đóng gói tại 2-8°C đến khi hết hạn sử dụng.
- Hạn sử dụng: 180 ngày kể từ ngày sản xuất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để ống môi trường về nhiệt độ phòng.
- Sử dụng ống môi trường để pha loãng hoặc pha huyền dịch vi sinh vật.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

MELAB SALINE 0.85% không kiểm tra khả năng nuôi cấy. Chỉ kiểm tra độ vô trùng.

LOẠI BỎ RÁC THẢI

- Các hóa chất không sử dụng có thể được xem như rác thải không nguy hiểm và loại bỏ theo quy định. Loại bỏ tất cả các hóa chất đã sử dụng như các vật liệu dùng một lần bị nhiễm khác theo quy trình cho các sản phẩm nhiễm trùng hoặc tiềm ẩn gây nhiễm.
- Trách nhiệm của mỗi phòng xét nghiệm là xử lý rác thải và nước thải tạo ra theo bản chất tự nhiên của chúng và mức độ độc hại và xử lý và loại bỏ chúng theo quy định được áp dụng.