

MELAB RAPPAPORT-VASILADIS SOYA PEPTONE BROTH

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Môi trường chọn lọc giàu dinh dưỡng dùng để nuôi cấy phục hồi trước khi phân lập vi khuẩn *Salmonella* từ thực phẩm.

NGUYÊN LÝ

Vi khuẩn *Salmonella* trong thực phẩm gây nên ngộ độc nghiêm trọng. Do đó, việc kiểm soát nhiễm khuẩn *Salmonella* đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngành công nghiệp thực phẩm. Vi khuẩn *Salmonella* có thể tồn tại trong thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh và các thực phẩm tươi sống khác. Trong các quá trình bảo quản thực phẩm, vi khuẩn thường bị tổn thương, do đó việc phân lập trực tiếp từ mẫu thực phẩm gặp nhiều khó khăn. **Melab Rappaport- Vassiliadis soya peptone broth** là môi trường dinh dưỡng chọn lọc để làm giàu *Salmonella*. Thành phần chứa Magnesium chloride giúp ức chế *Proteus spp* và *Escherichia coli*, Malachite green ức chế coliform và pH thấp để ức chế các hệ vi khuẩn khác ngoài *Salmonella*.

THÀNH PHẦN BỘ KIT

Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường sử dụng ngay:

Mã sản phẩm	Nội dung
T510753	Hộp 10 tube, 5 ml

CÔNG THỨC

Thành phần	g/l
Soya peptone	4.5
Sodium chloride	7.2
Potassium dihydrogen phosphate	1.26
Di-potassium hydrogen phosphate	0.18
Magnesium chloride (anhydrous)	13.58
Malachite green	0.036
<i>pH 5.2 ± 0.2 ở 25°C</i>	

**Công thức này có thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn thực hiện yêu cầu.*

CHÚ Ý VÀ CẢNH BÁO

- Chỉ dùng trong phòng thí nghiệm và dùng bởi người có chuyên môn.

- Môi trường nuôi cấy không nên sử dụng như là vật tư hoặc nguyên liệu cho sản xuất.
- Không sử dụng sản phẩm khi hết hạn
- Không sử dụng sản phẩm nếu có các dấu hiệu tạp nhiễm, thay đổi màu sắc, vữa và các dấu hiệu hư hỏng khác.
- Sau khi sử dụng các bệnh phẩm, môi trường nuôi cấy, cần xử lý theo qui định hiện hành.

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản tube trong hộp đóng gói tại 2-8°C đến khi hết hạn sử dụng. Tránh ánh sáng trực tiếp

MẪU XÉT NGHIỆM

Mẫu xét nghiệm là các mẫu thực phẩm nghi nhiễm *Salmonella*.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để ống môi trường về nhiệt độ phòng.
- Thêm 0.5ml mẫu vào ống chứa 5mL môi trường MELAB Buffered Peptone Water
Ủ ống môi trường ở điều kiện hiếu khí 35°C trong 16-20h.
- Chuyển 0.05 mL dung dịch đã nuôi cấy sang ống chứa 5mL môi trường MELAB Rappaport Vassiliadis Soya Peptone Broth (T510753). Ủ ở điều kiện $42 \pm 1^\circ\text{C}$ trong 24h.
- Sau khi đã nuôi ủ, cấy chuyển 0.1 ml từ môi trường dịch thể sang đĩa chứa môi trường thạch chọn lọc như MELAB MacConkey Agar (P901402) hoặc MELAB Hektoen Enteric Agar (P901409) để phân lập khuẩn lạc.

ĐỌC VÀ PHIÊN GIẢI KẾT QUẢ

- Môi trường dùng để phục hồi, tăng sinh vi khuẩn có trong mẫu. Do đó cần thực hiện nuôi cấy thứ cấp (subculture) trong các môi trường có chọn lọc khác để định danh vi khuẩn.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Chủng vi sinh vật	Kết quả
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC [®] 14028	Phát triển tốt làm đục môi trường
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ức chế

HẠN CHẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP

- Tiếp tục kiểm tra thêm các phản ứng sinh hóa và huyết thanh học để khẳng định kết quả.

LOẠI BỎ RÁC THẢI

Sau khi sử dụng, tất cả các ống thạch và vật liệu lây nhiễm khác phải được tiệt trùng và thải bỏ theo qui định của cơ sở xét nghiệm và theo qui định hiện hành của nhà nước.